

Hnrnpf Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52597

Artikelnummer: CM0023337



Einführung

HNRNPF Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von alternatives Spleißen und der Funktion von RNA-bindenden Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; HNRNPF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3185
Gen-ID	3185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 315-415 von menschlichem HNRNPF (NP_004957.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52597
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel