

Hnrnpm Rabbit Mab Für Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52272

Artikelnummer: CM0003367



Einführung

HNRNPM Rabbit mAb ist ein monoklonaler Antikörper vom Kaninchen, der HNRNPM (78 kDa) in Mensch, Maus und Ratte erkennt. Geeignet für WB, IP, IHC-P, IF/ICC und ELISA, unterstützt er die Erforschung von pre-mRNA-Spleißen und der Carcinoembryonalen-Antigen-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HNRNPM Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CEAR; HNRPM; HTGR1; NAGR1; HNRPM4; HNRNPM4; hnRNP M; HNRNPM
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4670
GeneID	4670
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem HNRNPM (P52272) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52272
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel