

Hsc70/Hspa8 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11142

Artikelnummer: CM0020556



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen menschliches Hsc70/HSPA8 (Heat shock cognate 71 kDa Protein, HSPA8). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und Affe. Geeignet für Chaperon-, Autophagie- und Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hsc70/HSPA8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LAP1; HSC54; HSC70; HSC71; HSP71; HSP73; LAP-1; NIP71; HEL-33; HSPA10; HEL-S-72p; Hsc70/HSPA8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3312
GeneID	3312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 510-615 von menschlichem Hsc70/HSPA8 (NP_006588.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P11142
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel