


Htra3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P83110

Artikelnummer: CM0013932



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HTRA3 (Serinprotease, Tumorsuppressor, Plazentaentwicklung). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für reproduktionsbiologische und krebsforschungliche Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HTRA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Prsp; Tasp; HTRA3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	94031
Gen-ID	94031
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 334-453 von humanem HTRA3 (NP_444272.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P83110
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel