


Humanes IgA1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P01876

Artikelnummer: CM0004054



Einführung

CamelBio bietet diesen hochwertigen, kaninchenbasierten monoklonalen Antikörper gegen humanes IgA1 an, der für WB- und ELISA-Anwendungen validiert ist. Geeignet für die Erforschung der mukosalen Immunität, der Immunglobulinfunktion und der B-Lymphozytenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Human IgA1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IgA1
Spezies	Human
Gen-ID	3493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-353 von humanem IgA1 (P01876) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01876
Proteingewicht	37KDa/42KDa
Versand	Eisbeutel