


Human IgE Rabbit Mab Für Wb, Fc, Elisa - P01854

Artikelnummer: CM0006982



Einführung

MonoKlonaler Kaninchen-Antikörper, der die konstante Region der schweren Kette von humanem IgE (IGHE, P01854) zielt. Validiert in WB, FC, ELISA. Erkennt sekretiertes und membrangebundenes IgE, essentiell für Allergie-, Entzündungs- und B-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Human IgE Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Igh2; IGHE; IGHEP1; Human IgE
Spezies	Human
Gen-ID	3497 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 104-428 von humanem IgE (P01854) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	MonoKlonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01854
Proteinmasse	47kDa
Versand	Eisbeutel