

## Insrr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P14616

Artikelnummer: CM0017739



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches INSRR (IRR) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Insulinrezeptor-verwandte Protein fungiert als pH-empfindlicher Rezeptor-Tyrosinkinase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | INSRR Kaninchen pAb                                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | IRR; INSRR                                                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 3645                                                                                                                                                            |
| GenID             | 3645                                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 747-921 von menschlichem INSRR (NP_055030.1) entspricht) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                                     |
| SWISS             | P14616                                                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 144kDa                                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                       |