


Irak3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y616

Artikelnummer: CM0013864



Einführung

IRAK3 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes IRAK3 in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung von IL-1-Rezeptor- und Toll-like-Rezeptor-Signalwegen. - Q9Y616

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRAK3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Spezies	Human
GeneID (Human)	11213
GeneID	11213
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 367-596 des humanen IRAK3 (NP_009130.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y616
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel