


## Isg15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05161

Artikelnummer: CM0013107



### Einführung

ISG15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA in humanen und Rattenproben. Das Ubiquitin-ähnliche Protein ISG15 spielt eine Schlüsselrolle in der angeborenen antiviralen Immunität und ISGylierung. Ideal für IVD und Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ISG15 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| Gen-ID (Human)    | 9636                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 9636                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-165 von humanem ISG15 (NP_005092.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | P05161                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 18kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |