

Jak2-Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0016063



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes JAK2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der JAK/STAT-Signalübertragung und von Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JAK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	JTK10; JAK2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3717
Gen-ID	3717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 933-1132 des humanen JAK2 (NP_004963.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60674
Proteinmasse	131 kDa
Versand	Eisbeutel