


## Kcnu1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - A8Myu2

Artikelnummer: CM0014840



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches KCNU1 (Slo3/KCa5). Validiert für WB, ELISA; Kreuzreaktivität mit Ratte. Zielt auf einen testisspezifischen Kaliumkanal ab, der für die Spermienkapazitation und Fruchtbarkeit entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KCNU1 Kaninchen pAb                                                                                                                  |
| Anmerkungen/Aliae | KCa5; Slo3; KCNMC1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GeneID (Mensch)   | 157855                                                                                                                               |
| GeneID            | 157855                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 920-1149 von menschlichem KCNU1 (NP_001027006.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Ratte                                                                                                                                |
| SWISS             | A8MYU2                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 130 kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |