


[Kd Validiert] Anti-Adar1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55265

Artikelnummer: CM0011550



Einführung

Dieser [KD validierte] rekombinante kaninchene Monoklonalantikörper richtet sich gegen humanes ADAR1 (P55265, 136 kDa). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die RNA-Editing- und angeborene Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] ADAR1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	103
Gen-ID	103
Immunogen	Rekombinantes Fusionsproteinprodukt, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 610-810 von humanem ADAR1 (NP_001102.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P55265
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel