

[Kd-Validiert] Anti-Galc-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54803

Artikelnummer: CM0006996

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humane Galactocerebrosidase (GALC), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-GALC (~77 kDa). Ideal für die Erforschung lysosomaler Speicherkrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validierter] GALC-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GALC; Galactocerebrosidase
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2581
GeneID	2581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-300 des humanen GALC (NP_000144.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54803
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku