


[Kd Validiert] Anti-Mad1/Mad1L1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y6D9

Artikelnummer: CM0023179



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes MAD1/MAD1L1, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Studien zur Spindel-Checkpoint-Kontrolle und Mitose, mit Kreuzreaktivität zu humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MAD1/MAD1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [KD Validiert] MAD1/MAD1L1
Spezies	Human
GenID (Human)	8379
GenID	8379
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 351-718 von humanem MAD1/MAD1L1 (NP_003541.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y6D9
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel