


Kd-Validierter Polyklonaler Anti-Ndufa13/Grim19-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P0J0

Artikelnummer: CM0025457



Einführung

KD-validierter kaninchen polyklonaler Antikörper gegen NDUFA13/GRIM19, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung an mitochondrialer Komplex I und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] NDUFA13/GRIM19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B16.6; CDA016; CGI-39; GRIM19; GRIM-19; MC1DN28; [KD Validiert] NDUFA13/GRIM19
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51079
GenID	51079
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-144 von menschlichem NDUFA13/GRIM19 (NP_057049.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P0J0
Proteinmasse	17kDa
Versand	Eisbeutel