


Kd-Validierter Anti-Rhot1/Miro1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ixi2

Artikelnummer: CM0007289



Einführung

KD-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen RHOT1/MIRO1, eine mitochondriale Rho-GTPase, die am Transport und an der Spaltung beteiligt ist. Geeignet für Western Blot und ELISA mit Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] RHOT1/MIRO1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [KO/KD Validated] RHOT1/MIRO1
Spezies	Mensch
GeneID (human)	55288
GeneID	55288
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 310-590 von humanem RHOT1/MIRO1 (NP_060777.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXI2
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel