


Kd-Validierter Anti-Vimentin-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Artikelnummer: CM0017571



Einführung

Hochwertiger, KD-validierter Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes Vimentin (P08670). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Zytoskelett- und Zellmigrationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] Vimentin Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; vimentin; in
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7431
Gen-ID	7431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-101 von humanem Vimentin (NP_003371.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08670
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistüte