

[Kd-Validiert] Anti-Znf143 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc Und Elisa - P52747

Artikelnummer: CM0007651

Einführung

KD-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ZNF143 (SBF/STAF). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Genregulation und mitochondrialen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] ZNF143 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	SBF; STAF; pHZ-1; [KD-validiert] ZNF143
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7702
Gen-ID	7702
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 592-638 des menschlichen ZNF143 (NP_003433.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52747
Proteinmasse	69kDa
Versand	Eisbeutel