

Ko Validierter Anti-Atg4D Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86TL0

Artikelnummer: CM0020228

Einführung

KO-validierter anti-ATG4D Kaninchen polyklonaler Antikörper. Detektiert eine 53 kDa-Bande im WB; auch geeignet für ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ATG4D. Für Forschungszwecke im Bereich Autophagie und Mitochondrienuntersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ATG4D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APG4D; AUTL4; APG4-D; HsAPG4D; 4D
Spezies	Mensch
Gen-ID	84971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des humanen ATG4D (NP_116274.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86TL0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel