


## [Ko-Validiert] Anti-Impdh2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P12268

Artikelnummer: CM0008005



### Einführung

KO-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes IMPDH2, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattisches IMPDH2; wichtig für die Forschung zum Nukleotidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] IMPDH2 Kaninchen-mAb                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | IMPD2; IMPDH-II; H2                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| GenID             | 3615                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-300 von humanem IMPDH2 (P12268) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P12268                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 56 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |