

[Ko Validiert] Anti-Kras Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Artikelnummer: CM0006359



Einführung

KO-validierter Anti-KRAS Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes KRAS, ein wichtiges Ras-MAPK-Signalprotein, das an der Zellproliferation und Onkogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] KRAS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3845
GenID	3845
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01116
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel