

Ko-Validiertes Anti-Lamin A/C Maus-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02545

Artikelnummer: CM0008599



Einführung

KO-validiertes Maus-Monoklonalantikörper gegen Lamin A/C für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detektiert Lamin A/C in menschlichen, murinen und Rattenproben. Nützlich für Studien zur Kernlamina, Laminopathie und zellulären Alterung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Lamin A/C Maus mAb
Bemerkungen/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Spezies	Mensch
GenID	4000
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 403-572 von humanem Lamin A/C (NP_733821.1) homolog ist.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02545
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel