

## [Ko-Validiert] Kaninchen-Polyklonaler Anti-Rad23A-Antikörper Für Wb, Elisa - P54725

Artikelnummer: CM0020598



### Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Rad23A. Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Erforschung der DNA-Reparatur und Demethylierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] Rad23A Kaninchen-pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | HR23A; HHR23A; 3A                                                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                       |
| GeneID (Mensch)   | 5886                                                                                                                                         |
| GeneID            | 5886                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-363 des humanen Rad23A (NP_005044.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                                 |
| SWISS             | P54725                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 40 kDa                                                                                                                                       |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                     |