

[Ko Validiert] Anti-Biii-Tubulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q13509

Artikelnummer: CM0024272



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen β III-Tubulin (TUBB3), validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Ideal für die Erforschung von Axonlenkung, Mikrotubuli-Dynamik und Tumorexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] β III-Tubulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; in
Spezies	Human
GeneID (Human)	10381
GeneID	10381
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (40-260) von humanem β III-Tubulin/ β 3-Tubulin enthält. (NP_006077.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13509
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel