


[Ko Validiert] Trim21/SS-A Kaninchen Mab Für Wb, Elisa - P19474

Artikelnummer: CM0005514



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TRIM21/SS-A (52 kDa Ro-Protein), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zu Autoimmunität, Ubiquitinierung und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] TRIM21/SS-A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; -A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6737
GeneID	6737
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P19474
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel