


Milchsäure-Histon H3-K18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q16695/P68431) Für Wb, Db, Elisa

Artikelnummer: CM0000086



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen laktyliertes Lysin 18 von humanem Histon H3, geeignet für WB, DB und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattensproben mit breiter vorhergesagter Reaktivität. Ideal für epigenetische und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Milchsäure-Histon H3-K18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Milchsäure-Histon H3-K18
Spezies	Human
GeneID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches laktyliertes Peptid um K18 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eistüte