

Ldl-Rezeptor (Ldlr) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01130

Artikelnummer: CM0002034



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen LDL-Rezeptor (LDLR), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Cholesterinstoffwechsel und viralem Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LDL-Rezeptor (LDLR) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FH; FHC; FHCL1; LDLCQ2; LDL-Rezeptor (LDLR)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3949
GenID	3949
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 761-860 des menschlichen LDL-Rezeptors (LDLR) (NP_000518.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01130
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel