

Lgals2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P05162

Artikelnummer: CM0028143



Einführung

Hochwertiger LGALS2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA bei Mensch und Maus. Rekombinantes Immunogen, 15 kDa, UniProt P05162. Ideal für Lektin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	LGALS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HL14; LGALS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3957
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-74 von menschlichem LGALS2 (NP_006489.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05162
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel