


Mccc2-Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Artikelnummer: CM0010687



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MCCC2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Leucin- und Isovaleriansäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCCC2-Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	MCCB; MCCbeta
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	64087
GeneID	64087
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCC0
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku