

Mcf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10911

Artikelnummer: CM0014656

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MCF2 (Proto-Onkogen DBL), geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Erforschung der Rho-GTPase-Signalgebung und onkogener Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MCF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DBL; ARHGEF21; MCF2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4168
Gen-ID	4168
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 872-1001 von humanem MCF2 (NP_001165347.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10911
Proteingewicht	108kDa
Versand	Eistasche