


## Mcm7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Artikelnummer: CM0015890



### Einführung

MCM7 Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Replikation und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MCM7 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)   | 4176                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-140 des menschlichen MCM7 (NP_005907.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P33993                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 81 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |