


Mda5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byx4

Artikelnummer: CM0004605



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MDA5 (IFIH1) gerichtet ist, einen zytoplasmatischen Sensor für virale RNA. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert er mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MDA5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64135
GenID	64135
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von humanem MDA5 (Q9BYX4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYX4
Proteingewicht	25 kDa/117 kDa
Versand	Eisbeutel