


Kaninchen-Polyklonaler Mda5-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Artikelnummer: CM0017746



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MDA5 (IFIH1), einen zytoplasmatischen Sensor für virale RNA. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und antiviraler Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MDA5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	64135
GeneID	64135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-205 des humanen IFIH1 (NP_071451.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Applikation	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYX4
Proteingewicht	25 kDa/117 kDa
Versand	Kühlakku