

Mmp17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz9

Artikelnummer: CM0029033

Einführung

Hochspezifischer polyklonaler MMP17-Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung des Umbaus der extrazellulären Matrix und der Tumorbilogie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP17 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Spezies	Human
GeneID (human)	4326
GeneID	4326
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULZ9
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel