

Mrpl20 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byc9

Artikelnummer: CM0004205



Einführung

KD-validierter rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das mitochondriale Ribosomenprotein MRPL20. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] MRPL20 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20
Art	Mensch
Gen-ID	55052
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 48-147 von humanem MRPL20 entspricht (NP_060441.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYC9
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel