


Msr1 Rabbit Mab Für Wb, Elisa - P21757

Artikelnummer: CM0007038



Einführung

MSR1 Rabbit mAb ist ein monoklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA, der menschliche, murine und rattige Makrophagen-Sz scavenger-Rezeptor 1 (MSR1/CD204) bei ~50 kDa nachweist. Ideal zur Untersuchung der Schaumzellbildung, Atherosklerose und der angeborenen Immunabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSR1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4481
GenID	4481
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem MSR1 (P21757) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21757
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel