

Myh6/Myh7 Kaninchen-Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13533 / P12883

Artikelnummer: CM0009406

Einführung

Rekombinantes Kaninchen-PolymAb® gegen humanes MYH6/MYH7 (kardiale Myosin-Schwere-Kette alpha/beta). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus, Ratte. Ideal für die kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYH6/MYH7 Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	ASD3; MYHC; SSS3; CMH14; MYHCA; CMD1EE; alpha-MHC; CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB
Spezies	Human
GeneID (human)	4624/4625
GeneID	4624/4625
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1730-1830 von humanem MYH6/MYH7 (NP_002462.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13533/P12883
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eistasche