

MYL6B-Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P14649

Artikelnummer: CM0019565



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MYL6B (Myosin-Leichtkette 6B), validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; geeignet für die Muskelbiologie und Myosinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYL6B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MLC1SA; MYL6B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	140465
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-208 des humanen MYL6B entspricht (NP_002466.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14649
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku