

Myo10 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - Q9Hd67

Artikelnummer: CM0018258



Einführung

MYO10-Kaninchen-pAb (Q9HD67) ist ein für WB und ELISA validierter polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MYO10 gerichtet ist und Kreuzreaktivität mit Maus zeigt. Ideal zur Untersuchung der Funktionen von Myosin-X bei Zelladhäsion, Filopodien und intrazellulärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MYO10-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	MyoX; MYO10
Art	Mensch
Gen-ID	4651 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 845-944 des humanen MYO10 (NP_036466.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HD67
Proteingewicht	237 kDa
Versand	Kühlakku