


Nagk Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Uj70

Artikelnummer: CM0030282



Einführung

NAGK Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur GlcNAc-Kinase-Funktion im Glykanstoffwechsel und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NAGK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNK; HSA242910; NAGK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-210 des menschlichen NAGK (NP_060037.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJ70
Proteinmasse	37 kDa
Versand	Eisbeutel