

Nat10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

Artikelnummer: CM0026060



Einführung

Hochwertiger NAT10-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielt auf menschliches und ratte NAT10, eine 116 kDa RNA-Cytidin-Acetyltransferase, die an der ac4C-Modifikation von mRNA und rRNA sowie der Ribosom-Biogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NAT10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55226
Gen-ID	55226
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-250 von menschlichem NAT10 (NP_078938.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H0A0
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel