

Ndufs4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43181

Artikelnummer: CM0025220



Einführung

NDUFS4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA. Zielt auf die 20 kDa Untereinheit des mitochondrialen Komplex I ab. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Atmungskette und mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NDUFS4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4724
GeneID	4724
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-175 von menschlichem NDUFS4 (NP_002486.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43181
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel