


Nlrp3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Artikelnummer: CM0026163



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler NLRP3-Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit NLRP3 von Mensch, Maus und Ratte (~118 kDa). Ideal für die Untersuchung von Inflammasomaktivierung, IL-1 β -Sekretion und autoinflammatorischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NLRP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ALI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLR1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Spezies	Mensch
Gen-ID	114548
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-210 des menschlichen NLRP3 (NP_004886.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96P20
Proteinmasse	118 kDa
Versand	Eisbeutel