


Nthl1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P78549

Artikelnummer: CM0029716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NTHL1, validiert für WB und ELISA. Erkennt ein 34kDa-Protein, ideal für die Erforschung der Basenexzisionsreparatur und oxidativer DNA-Schäden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NTHL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4913
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 des humanen NTHL1 (NP_002519.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78549
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel