

Orexin B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If/icc, Elisa - O43612

Artikelnummer: CM0007205



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Orexin B/Hypocretin-2. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Untersuchung der Neuropeptidregulation von Futteraufnahme, Schlaf-Wach-Zyklen und Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Orexin B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	OX; PPOX; NRCLP1; Orexin B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3060
Gen-ID	3060
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem Orexin B/Hypocretin-2
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43612
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel