

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Pan-Mono-Methyl-Arginin-Motive Für Wb Und Elisa

Artikelnummer: CM0000224

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen pan-mono-methylierte Arginin-Motive gerichtet ist. Validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Arginin-Methylierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Mono-Methyl-Arginin-Motiv Kaninchen-pAb
GenID (Mensch)	pan Rme1
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz entspricht, die monomethyliertes R enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Versand	Eisbeutel