

Pfkfb2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60825

Artikelnummer: CM0025596



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes PFKFB2, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Glykolyse-Regulation im Herzgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PFKFB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5208
GenID	5208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 446-505 des humanen PFKFB2 (NP_006203.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60825
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel