

Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Artikelnummer: CM0001750



Einführung

Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt phosphorylierte AKT-Isoformen bei Mensch und Maus, geeignet für die Zellsignal- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	207/208/10000
GenelD	207/208/10000
Immunogen	Synthetisches phosphoryliertes Peptid um T308 von menschlichem AKT1 (NP_005154.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Proteingewicht	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Versand	Eisbeutel