

Phospho-Ampk α 1-S485 Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q13131

Artikelnummer: CM0001311



Einführung

Für WB und ELISA validierter Phospho-AMPK α 1-S485 Kaninchen-Polyklonalantikörper. Erkennt humanes, murines und rattiges AMPK α 1, das an S485 phosphoryliert ist, ~64 kDa. Ideal für Studien zur AMPK-Signalgebung und zum Energiestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-AMPK α 1-S485 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alpha 1; Phospho-AMPK α 1-S485
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5562
Gen-ID	5562
Immunogen	Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um S485 von humanem PRKAA1 (NP_006242.5).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13131
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel