

Phospho-Bcar1-Y165 Kaninchen-Pab Für Wb, Elisa - P56945

Artikelnummer: CM0000982



Einführung

Phospho-spezifischer BCAR1 (pY165) polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes p130cas. Ideal für die Untersuchung von Integrin-vermittelter Signalübertragung, Zelladhäsion und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-BCAR1-Y165 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9564
Gen-ID	9564
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y165 von humanem BCAR1 (NP_055382.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56945
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eisbeutel